

安心して毎日使い続けていただくため
だからこそ、安全に。
さらに、快適に。



IMPREX IAS 30000 R が あなたの身体のためにできること

低体温、ストレス、生活リズムの乱れ、運動不足などによってあ
られる身体の不調…。

さまざまな体調の悩みをそれぞれの方に合った完美機能で、お好
きな時間に治療ができます。

IMPREX IAS 30000 R は、波高値 14000V[※]の交流高圧電位で身体をや
さしく包み込みながら、全身にくまなく作用し、ゆるやかに効果を
あげていきます。

病
予
防

健
康
維
持

症
状
の
緩
解

こんな症状でお悩みの方におすすめします



頭痛でお悩みの方

- 「頭痛がつらい」
- 「頭が重い」
- 「顔が締め付けられるように痛い」



肩こりでお悩みの方

- 「固まってガチガチ」
- 「重くて腕が上がりにくい」
- 「肩周辺までこっている」



不眠症でお悩みの方

- 「なかなか寝付けない」
- 「目が覚めてしまう」
- 「ぐっすり眠れない」



慢性便秘でお悩みの方

- 「いつもお腹が張っている感じ」
- 「毎日スッキリしない」

※正負非対称波



登録番号 225AGRLX00016000号

項目	仕様
電源電圧/周波数	AC100V [〜] 50 / 60Hz
消費電力	20W
治療電圧 全身	14000Vp (変動、1400 / 5000 / 8000 / 11000 / 14000Vp) 5段階切替
治療電圧 プロープ	1400Vp (1000 / 1200 / 1400Vp) 3段階切替
出力波形	十一波形 (25Hz / 50Hz / 75Hz / 100Hz)
出力端子	全身出力、パッド出力、電子プローブ出力
治療時間	10分、20分、30分、60分、4時間、6時間、8時間
安全装置	温度ヒューズ内蔵トランス、電源部過電流保護回路
本体寸法/重量	縦 470 mm、横 260 mm、奥行 230 mm / 8kg
リモコン	伝送方式 赤外線方式 変調周波数 38kHz

メーカー保証 本体3年/付属品1年/オプション品1年 (保証書、取扱説明書は記載内容を十分に御読みのうえ、大切に保管してください。)

安全のために必ずお守りください。



危険

- 心臓病と診断され、日常の適度な運動を制限されている人は使用しないでください。
- 次のような器用電子機器との併用は、誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。
 - (1) ベースメーカー、積込み型電動自転車などの電磁障害の影響を受けやすい体内時計込み型器用電子機器
 - (2) 人工心臓などの生命維持用器用電子機器
 - (3) 心電計などの検査用の器用電子機器

※本カタログ掲載写真は機体説明のため、ランプを点灯して撮影しています。
※本体のため、外観、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※可燃物と発熱では多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
※治療シート、電子パッドは約2年を目安に交換をしてください。
※本カタログ記載の標準販売価格には配送・設置調整費・使用済み商品の回収料等は含まれておりません。



本製品には「HAPIマーク」が貼付されています。
「HAPIマーク」は社団法人日本ホームヘルス機器協会が発行している安心と信頼の証です。
社団法人日本ホームヘルス機器協会は、ホームヘルス機器産業の健全な発展に寄与し、広く国民福祉の向上に貢献することを目的とする公益法人です。

本製品は改正薬事法に基づく「認証基準」の適合品です。

ISO13485:2016
株式会社リプレックス
家庭用電位治療器の
設計及び製造にて
認証取得



■ 総販売代理店
インプレッション株式会社
〒660-0807
兵庫県尼崎市長洲西通1-3-26 尼崎ステーションビル2F
TEL:06-6489-5656 FAX:06-6489-5600
<https://www.iimpression.co.jp/>

■ お問い合わせ・お申し込みは